

Agregación Plaquetaria: Ristocetina

Prueba: Agregación Plaquetaria: Ristocetina

Modo de transporte: Temperatura Ambiente

Plazo de entrega: 4 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre citrato (20 ml) Aproximadamente 5 tubos

Muestra a enviar al laboratorio: Plasma

Preparación del paciente: Los 8 días previos a la extracción se recomienda suspender cualquier tratamiento con ac. Acetil salicílico, dipiridamol, clopidogrel y anagrelina. Ayuno

Unidades: %

Valores de ref: 60 - 150

Método: Aglutinación frente a plaquetas estabilizadas

Observaciones: No realizar el test si las plaquetas son inferiores a 100.000/mm³. Evitar hemólisis y lipemia.