

Amp- Cíclico Plasma

Prueba: Amp- Cíclico Plasma

Modo de transporte: Congelado

Plazo de entrega: 32 Días

Muestra a obtener del paciente: Plasma EDTA

Muestra a enviar al laboratorio: Plasma

Preparación del paciente:

Unidades: nmol/L

Valores de ref: 5 - 25

Método: Radioinmunoensayo

Observaciones: Variación diurna con los niveles más altos por la noche y mínimos por la mañana. Realizar la extracción por la mañana.