



Bordetella Pertussis Ac. Igg (Tos Ferina) Suero

Prueba: Bordetella Pertussis Ac. Igg (Tos Ferina) Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: No requiere preparación específica.

Unidades:

Valores de ref: Título < 1/160

Método: Inmunofluorecencia indirecta

Observaciones: Deben efectuarse 2 análisis consecutivos en un intervalo de 2 semanas para valorar la seroconversión, siendo significativo un título 2 veces superior y/o la presencia de anticuerpos IgM.