



Cadenas Ligeras Kappa-Lambda Orina

Prueba: Cadenas Ligeras Kappa-Lambda Orina

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina de 24 horas

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente:

Unidades: mg/L

Valores de ref: Kappa < 7.1; Lambda < 3.9

Método: Nefelometría

Observaciones: