



# Complemento C-1 Esterasa Inhibidor Proteina Suero

**Prueba:** Complemento C-1 Esterasa Inhibidor Proteina Suero

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 4 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre total no anticoagulada

**Muestra a enviar al laboratorio:** Suero

**Preparación del paciente:**

**Unidades:** mg/dL

**Valores de ref:** 25 - 35

**Método:** Nefelometría

**Observaciones:**