

Epstein-Barr Vca Ac. Igg Suero

Prueba: Epstein-Barr Vca Ac. Igg Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades:

Valores de ref: Positivo: >1,10. Negativo: <0.9

Método: Enzimoimmunoensayo

Observaciones: