

## Estradiol E2

**Prueba:** Estradiol E2

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 1 Día

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre total no anticoagulada

**Muestra a enviar al laboratorio:** Suero

**Preparación del paciente:**

**Unidades:** pg/mL

**Valores de ref:** Varones: 11 - 44. Mujeres: según estado.

**Método:** Quimioluminiscencia

**Observaciones:** Evitar la ictericia pues se obtiene valores más elevados. Indicar la fecha última regla. En muestras neonatales las reacciones cruzadas con los esteroides pueden dar resultados falsamente elevados. Los niveles de estriol altos pueden interferir.