



Exudado Uretral Cultivo

Prueba: Exudado Uretral Cultivo

Modo de transporte: Temperatura Ambiente

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Exudado uretral

Muestra a enviar al laboratorio: Muestra

Preparación del paciente: No debe orinar una hora previa a la recogida de la muestra

Unidades:

Valores de ref:

Método:

Observaciones: Introducir la torunda en la uretra unos 2-4 cm y rotar durante 2-5 seg.