



Factor Vii En Plasma

Prueba: Factor Vii En Plasma

Modo de transporte: Congelado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre anticoagulada en citrato sódico

Muestra a enviar al laboratorio: Plasma

Preparación del paciente: Los pacientes no deben recibir anticoagulantes ni drogas que causen cambios inespecíficos en las proteínas plasmáticas, como por ejemplo estrógenos, a no ser que el test se utilice para evaluar los efectos de la medicación

Unidades: UI/mL

Valores de ref: 0.6 - 1.4

Método: Coagulometría. Sustratos deficientes

Observaciones: Plasma pobre en plaquetas. Para obtenerlo hacer una doble centrifugación a 2500 g durante 15 min. Aspirar la parte superior y congelar.