

## Fosfatasa Acida Tartrato Resistente Suero

Prueba: Fosfatasa Acida Tartrato Resistente Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 4 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades: U/L

Valores de ref: Inferior a la fosfatasa ácida total.

Método: Cinética enzimática

Observaciones: La hemólisis severa y la ictericia interfieren con la técnica.

www.pentalaboratorio.com | Page 1/1 |