

Herpes Simple Tipo I I Ac. Igg (Hominis) Suero

Prueba: Herpes Simple Tipo I I Ac. Igg (Hominis) Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades: Abs/Abs umbral

Valores de ref: Positivo: > 1.10; Negativo: < 0.9

Método: Enzimoimmunoensayo

Observaciones: