



Igg Rast A Pólenes De Árboles Cupressus Sempervire (Cipres)

Prueba: Igg Rast A Pólenes De Árboles Cupressus Sempervire (Cipres)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 23 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref: Consultar al laboratorio

Método: Fluoroinmunoanálisis (Cap System)

Observaciones: