



Islotes De Langerhans Ac. Suero (Celulas Beta Pancreaticas)

Prueba: Islotes De Langerhans Ac. Suero (Celulas Beta Pancreaticas)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 6 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref: Título: <1/5

Método: Inmunofluorecencia indirecta

Observaciones: