



Microsomales Ac. Suero (Anti-Tpo)

Prueba: Microsomales Ac. Suero (Anti-Tpo)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: No requiere preparación específica.

Unidades: UI/mL

Valores de ref: <35

Método: Enzimoimmunoensayo con micropartículas

Observaciones: Evitar hemólisis.