

Plasmodium Falciparum Ac. Igg Suero (Malaria)

Prueba: Plasmodium Falciparum Ac. Igg Suero (Malaria)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 12 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref: Inmune o infección reciente: > 1/40. Ausencia de inmunidad: < 1/20

Método: Inmunofluorecencia indirecta

Observaciones: