



Plasmodium Falciparum Ac. Igm Suero (Malaria)

Prueba: Plasmodium Falciparum Ac. Igm Suero (Malaria)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 12 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref: Título: < 1/10

Método: Inmunofluorecencia indirecta

Observaciones: La presencia de ac. IgM es compatible con infección reciente