



## Anticoagulante Lupico

**Prueba:** Anticoagulante Lupico

**Modo de transporte:** Congelado

**Plazo de entrega:** 5 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre anticoagulada en citrato sódico

**Muestra a enviar al laboratorio:** Plasma

**Preparación del paciente:**

**Unidades:** Razón normalizada LAC

**Valores de ref:** Positivo: < 1.5; Negativo: <1.2

**Método:** Coagulometría

**Observaciones:** Suspender el tratamiento con cumarínicos las 2 semanas previas a la extracción y con heparina 2 días antes.