

Antígeno De Histocompatibilidad A2 Sangre

Prueba: Antígeno De Histocompatibilidad A2 Sangre

Modo de transporte: Temperatura Ambiente

Plazo de entrega: 4 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total heparina litio

Muestra a enviar al laboratorio: Muestra

Preparación del paciente: No requiere preparación específica.

Unidades:

Valores de ref: Consultar al laboratorio

Método: Citometría de flujo

Observaciones: No recoger los viernes