



Bordetella Parapertussis Ac. Igg Suero

Prueba: Bordetella Parapertussis Ac. Igg Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 17 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: No requiere preparación específica.

Unidades:

Valores de ref: Título < 1/80

Método: Inmunofluorecencia indirecta

Observaciones: Deben efectuarse 2 análisis consecutivos en un intervalo de 2 semanas para valorar la seroconversión, siendo significativo un título 4 veces superior y/o la presencia de anticuerpos IgM.