



Calcio Ionico

Prueba: Calcio Ionico

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades: mg/dL

Valores de ref: 4.2 - 5.2

Método: Electrodo selectivo

Observaciones: El valor del calcio iónico se altera con el pH, por lo que la muestra debe ser recogida en tubo al vacío con la mínima cantidad de aire posible. Conservar la muestra refrigerada. Llenar el tubo y no destapar.