



Campylobacter Pylori Ac. Igg Suero (Helicobacter Pylori)

Prueba: Campylobacter Pylori Ac. Igg Suero (Helicobacter Pylori)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: No requiere preparación específica.

Unidades:

Valores de ref: Positivo: > 1.10; Negativo: < 0.9

Método: Enzimoimmunoensayo

Observaciones: