

## Complemento C-1 Esterasa Inhibidor Actividad Plasm

**Prueba:** Complemento C-1 Esterasa Inhibidor Actividad Plasm

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 4 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Plasma citrato

**Muestra a enviar al laboratorio:** Plasma

**Preparación del paciente:**

**Unidades:** %

**Valores de ref:** 70 - 130

**Método:** Espectrofotometría

**Observaciones:**