



Cortisol Suero

Prueba: Cortisol Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades: ug/dL

Valores de ref: Mañana (8 - 9h): 5 - 25. Tarde (18 - 20h): 2.5 - 13

Método: Quimioluminiscencia

Observaciones: En consideraciones el estrés eleva los niveles de cortisol. El valor de la tarde debe ser aprox. La mitad que el de mañana.