



Crioaglutininas Suero

Prueba: Crioaglutininas Suero

Modo de transporte: Temperatura Ambiente

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref: Personas sanas: $<1/16$. Significación clínica: $>1/32$

Método: Panel eritrocitario (Donath - Landsteiner)

Observaciones: La muestra debe ser mantenida y coagulada a 37°C. Los geles del tubo pueden interferir al quedar partículas del gel adsorbidas a la superficie del hematíe, por lo se debe utilizar un tubo sin gelosa.