



Cultivo En Medio Especifico Para Hongos

Prueba: Cultivo En Medio Especifico Para Hongos

Modo de transporte: Temperatura Ambiente

Plazo de entrega: 16 Días

Muestra a obtener del paciente: Ver consideraciones

Muestra a enviar al laboratorio: Muestra

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref:

Método:

Observaciones: Como norma general limpiar la piel (nunca con alcohol yodado). Poner la muestra en un recipiente estéril bien tapado. Para muestras de piel raspar los bordes de la lesión. Para muestras de uña tomar una muestra de uña y de la zona de alrededor. La muestra