



Dimero D Plasma

Prueba: Dimero D Plasma

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Plasma citrato sódico o tubo especial para P.D.

Muestra a enviar al laboratorio: Plasma

Preparación del paciente:

Unidades: ug/mL

Valores de ref: <0.130

Método: Aglutinación en partículas de poliestireno

Observaciones: El fibrinógeno, sus fragmentos de degradación precoces X e Y y el fragmento E no interfieren en la prueba. El factor reumatoide puede interferir dando lugar a positivos falsos.