

Dna Nativo Ac. (N-Dna, Ds-Dna)

Prueba: Dna Nativo Ac. (N-Dna, Ds-Dna)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 7 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades: U/mL

Valores de ref: Positivo:>130 Negativo:<100

Método: Enzimoinmunoensayo

Observaciones:

www.pentalaboratorio.com | Page 1/1 |