



Epstein-Barr Nuclear Antigen Ac. Suero

Prueba: Epstein-Barr Nuclear Antigen Ac. Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 17 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades:

Valores de ref: Título: <1/20

Método: Inmunofluorecencia indirecta

Observaciones: