



Exudado Bucal Cultivo

Prueba: Exudado Bucal Cultivo

Modo de transporte: Temperatura Ambiente

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Exudado bucal

Muestra a enviar al laboratorio: Muestra

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref:

Método:

Observaciones: Limpiar la boca con agua para eliminar saliva, residuos y placa. Rascar la lesión de la mucosa bucal o de las encías y recoger la muestra con un escobillón con medio de transporte.