



Exudado Conjuntival Cultivo

Prueba: Exudado Conjuntival Cultivo

Modo de transporte: Temperatura Ambiente

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Exudado conjuntival

Muestra a enviar al laboratorio: Muestra

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref:

Método:

Observaciones: Recoger la muestra de los dos ojos por separado. Limpiar la piel alrededor del ojo con una solución aséptica. Con la torunda mojada en suero salino recoger el exudado procedente del saco inferior y del canto interno del ojo. Cuatro horas antes el paciente