



Ferritina Suero

Prueba: Ferritina Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 1 Día

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades: ng/mL

Valores de ref: Varones: 20 - 300. Mujeres: 10 - 120

Método: Enzimoimmunoensayo con micropartículas

Observaciones: Evitar congelar y descongelar. No descongelar en baño a 37°C