



Gasometria Venosa

Prueba: Gasometria Venosa

Modo de transporte: No Transportar

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total en jeringa

Muestra a enviar al laboratorio: Sangre Venosa

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref: Consultar al laboratorio

Método: Electrodo selectivo

Observaciones: Muestras con burbujas de aire deben desecharse. Procurar obtener la sangre con rapidez evitando el efecto torniquete prolongado que influye sobre el pH. Análisis inmediato.