



Herpes Simple Tipo I Ac. En Lesion

Prueba: Herpes Simple Tipo I Ac. En Lesion

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Torundas conteniendo el líquido de las vesículas h

Muestra a enviar al laboratorio: Muestra

Preparación del paciente:

Unidades:

Valores de ref: Ausencia

Método: Enzimoinmunoensayo

Observaciones: Son preferibles los especímenes de lesiones vesiculares a los de lesiones ulcerativas o secas ya que el título viral disminuye al ulcerarse la lesión. Para la toma en cervicales abrir la lesión con una torunda estéril, en lesiones orales, genitales y de