



# Herpes Simple Tipo Ii Ac. Igm (Hominis) Suero

**Prueba:** Herpes Simple Tipo Ii Ac. Igm (Hominis) Suero

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 9 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre total no anticoagulada

**Muestra a enviar al laboratorio:** Suero

**Preparación del paciente:** Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

**Unidades:** Abs/Abs umbral

**Valores de ref:** Positivo: > 1.10; Negativo: < 0.9

**Método:** Enzimoinmunoensayo

**Observaciones:**