

Influenza A Ac. Igm

Prueba: Influenza A Ac. Igm

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las ultimas 6-8 horas. La presencia de IgM es compatible con infección reciente.

Unidades:

Valores de ref: Título: <1/256

Método: Inmunofluorecencia indirecta

Observaciones: