



Listeria Monocytogenes Tipo I Y 4B Ac.

Prueba: Listeria Monocytogenes Tipo I Y 4B Ac.

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las 6 - 8 últimas horas.

Unidades:

Valores de ref: Título: < 1/320

Método: Aglutinación

Observaciones: Confirmar con cultivo bacteriológico. El screening de listeria debería realizarse de rutina dado que el organismo es rápidamente destruido por la mayoría de antibióticos. La infección por Listeria durante el embarazo puede ser completamente asintomática y