

Maprotilina Suero

Prueba: Maprotilina Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 6 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades: ng/mL

Valores de ref: 75-250. Valores tóxicos: >1000

Método: Cromatografía de alta resolución

Observaciones: Obtener la muestra durante la fase de eliminación del fármaco, es decir un mínimo de 8 horas después de la última dosis. La técnica utilizada valora únicamente la maprotilina.