

## Mycoplasma Pneumoniae Ac. Igg Suero

**Prueba:** Mycoplasma Pneumoniae Ac. Igg Suero

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 7 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre total no anticoagulada

**Muestra a enviar al laboratorio:** Suero

**Preparación del paciente:** Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

**Unidades:** Abs/Abs umbral

**Valores de ref:** Positivo: >1.10. Negativo: <1.90

**Método:** Enzimoimmunoensayo

**Observaciones:** Puede haber falsos positivos en pacientes con Ureaplasma, Mycoplasma hominis, pancreatitis, meningitis bacteriana e infección por M. Pneumoniae.