

Mycobacterium Ac. Igm Suero

Prueba: Mycobacterium Ac. Igm Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 17 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades: Abs/Abs umbral

Valores de ref: Positivo:>1.00.Indeterminado:0.80 - 1.00.Negativo:0.80

Método: Enzimoimmunoensayo

Observaciones: