

Piridinolina Orina (Metabolismo Colágeno)

Prueba: Piridinolina Orina (Metabolismo Colágeno)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 12 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina (micción de la mañana)

Muestra a enviar al laboratorio: Orina

Preparación del paciente:

Unidades: nmol/mmol creatinina

Valores de ref: Varones: 12.8 - 25.6 Mujeres: 16 - 37

Método: Enzimoinmunoensayo

Observaciones: Evitar exposiciones prolongadas a la luz solar