



Proteina Cationica Eosinofila Suero

Prueba: Proteina Cationica Eosinofila Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades: ug/L

Valores de ref: 2 - 18

Método: Fluoroinmunoanálisis (Cap System)

Observaciones: Usar tubos separadores de suero. Invertir 5 veces, dejar coagular de 60 a 120 min. , centrifugar 10 min a 1000-1350 g. Cambiar de tubo.