

Proteínas Totales

Prueba: Proteínas Totales

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Ninguna. Evitar éxtasis venoso prolongado ya que aumentan las proteínas totales.

Unidades: g/dL

Valores de ref: 6 - 8

Método: Biuret modificado

Observaciones: Hay interferencia positiva en muestras ictericas, hemolizadas o lipémicas.