

Reabsorción Tubular De Fosfatos

Prueba: Reabsorción Tubular De Fosfatos

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total sin anticoagulante y orina de 24 hora

Muestra a enviar al laboratorio: Suero Y Orina

Preparación del paciente: Ayuno

Unidades: %

Valores de ref: 85 - 94

Método: Indirecto-cálculo

Observaciones: Evitar el ejercicio antes de la extracción. Evitar la hemólisis. Es preferible realizar la extracción a primera hora de la mañana, ya que existe variación diurna de la concentración sérica de fosfato. La epinefrina, insulina, hidróxido de aluminio, estero

www.pentalaboratorio.com | Page 1/1 |