



Rubéola Ac. Igg

Prueba: Rubéola Ac. Igg

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades: UI/mL

Valores de ref: Negativo:10.Indeterminado:5 - 10

Método: Enzimoimmunoensayo con micropartículas

Observaciones: