



Salmonella Tifica H Ac. Seroaglutinaciones

Prueba: Salmonella Tifica H Ac. Seroaglutinaciones

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades:

Valores de ref: Título:<1/20

Método: Aglutinación

Observaciones: Se han observado títulos elevados en vacunados con TAB y en hepatitis crónica activa.