



T. Tromboplastina Parcial Activada

Prueba: T. Tromboplastina Parcial Activada

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre anticoagulada en citrato sódico

Muestra a enviar al laboratorio: Plasma

Preparación del paciente: Ninguna.

Unidades: Segundos

Valores de ref: 29 - 37

Método:

Observaciones: Realizar la extracción una hora antes de la siguiente dosis de heparina si ésta se administra por vía IM. No se puede determinar el PTT a pacientes en tratamiento con perfusión continua de heparina.