



Test De Liberacion De Histamina (Tlh) A Alergenos

Prueba: Test De Liberacion De Histamina (Tlh) A Alergenos

Modo de transporte: Temperatura Ambiente

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre heparina

Muestra a enviar al laboratorio: Sangre Con Heparina

Preparación del paciente: Evitar medicación 15 días antes.

Unidades: %

Valores de ref: <10

Método: Radioinmunoensayo

Observaciones: