



Tetanos Anticuerpos Anti Igg Suero

Prueba: Tetanos Anticuerpos Anti Igg Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 17 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Ayuno

Unidades: UI/mL

Valores de ref: Inmunidad adquirida: >10. Ausencia de inmunidad: <0.1

Método: Enzimoimmunoensayo

Observaciones: