



Toxoplasmosis Ac. Igg

Prueba: Toxoplasmosis Ac. Igg

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades: UI/mL

Valores de ref: Positivo: >3. Negativo: <2

Método: Enzimoinmunoensayo con micropartículas ó Enzimoinmunoensayo de Fluorescencia Polarizada

Observaciones: