



Transferrina

Prueba: Transferrina

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Ayuno

Unidades: g/L

Valores de ref: 2 - 3.6

Método: Turbidimetría

Observaciones: Los valores pueden aumentar con la administración de estrógenos y contraceptivos orales y puede disminuir con la administración de testosterona y cortisona.